

Mes archives

Cycle **B139** Date **20/03/2017** Heure **16:38**

Responsable **BEATRICE** Type de cycle **C.Prion**

ETO	DISPOSITIFS	PEREMPTION
1	Indicateur PRION	
2	Kit de collage	19/05/2017
3	KIT 3/3	19/05/2017
4	Airflow	19/05/2017
5	K7 activation L	19/05/2017
6	Enfonce bague	19/05/2017
7	CK6	19/05/2017

I0 01100ED0E003
I1 G417Q03V PRO

10 MELAG Vacuklav 44-B

15 Programme: Programmes Prions
20 Type Programme: 134°C DM Emballé
25 Date: 20.03.2017
30 Charges/Jour: 03 Total: 00139
35 Opérateur: désactivé
36 Intégrateurs virés: désactivé
37 Charge libérée: désactivé

40 Programmes Prions Terminé avec Succès
42 ==

45 Température: 135.4 +0.07/-0.11 °C
50 Pression: 2.17 +0.00/-0.01 bar
55 Durée Plateau: 20 min 30 s
60 Conductivité: 0 µS/cm (602.21.8)
65 Heure Début: 15:21:50
70 Heure Fin: 16:06:44 (44:54 min)

80 N° de Série: 201644-B1574
